

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Kleines Lehrbuch über das Sterilisieren der Nahrungsmittel mit den altbewährten Sterilisiergeräten Marke Rex

**Rex-Conservenglas-Gesellschaft <Bad Homburg v. d. Höhe>
[Öflingen-Säckingen], [1933]**

Der "Dreher-REX" als Sterilisierapparat.

urn:nbn:de:bsz:31-55711

Der „Dreyer-REX“ als Sterilisierapparat.

Der Kessel des Fruchtstappapparates „Dreyer-REX“ kann auch als Sterilisierapparat verwendet werden. Dann wird der Kessel ohne Einsatz, dagegen mit dem Drahtboden (Fig. 8) oder dem Gläserhalter verwendet.



Fig. 8



Fig. 9

Die Abzapfvorrichtung wird durch Aufschrauben des geschlossenen Schraubdeckels Nr. 58 (Fig. 9) mit der einliegenden Gummischeibe abgedichtet. Alsdann ist der Topf zum Sterilisieren verwendbar.

